

Set GF-1 100 mm
Készülékláb készlet
az optimális kezelési magassághoz való hozzáigazításhoz.



- Valamennyi PG 8172 típusú mosogatógéphez használható
- 4 készüléklábból áll
- 10 cm-rel való magasságnöveléshez

EAN: 4002515641866 / Anyagszám: 10249450 / Régi anyagszám: 67820030D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – kétoldalra nyíló tartály	•
A készülék besorolása	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Termékkategória	
Egyéb tartozékok	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	90
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	150
Külső méret, bruttó mélység (mm)	280
Nettó súly (kg)	2,40
Bruttó súly (kg)	2,70