

PBMS-1

Tömlős ingazuhany

egylyukú keverőcsappal és magas hajlított kifolyóval

EAN: 4002515641880 / Anyagszám: 10249470 / Régi anyagszám: 67820027D



Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – kétoldalra nyíló tartály	•
A készülék besorolása	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Termékkategória	
Asztal/asztali tartozék	•
Méret és súly	
Külső méret, bruttó magasság (mm)	750
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	530
Külső méret, bruttó mélység (mm)	140
Nettó súly (kg)	8,50
Bruttó súly (kg)	9,50

- T 625-1 BUL és T 1200-1 BUR/
BUL kiegészítő asztalokhoz
- Fali távtartóval