

AFS-1

Ételmaradék-lehúzó

ételmaradékok egyszerű és higiénikus eltávolításához a tányérokrol.

EAN: 4002515643433 / Anyagszám: 10251850 / Régi anyagszám: 67820029D



- 120 cm hosszú asztalokra való felszereléshez
- Fix rögzítésű tartó és levehető gumi lehúzó
- 25 cm széles

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – kétoldalra nyíló tartály	•
A készülék besorolása	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Termékkategória	
Asztal/asztali tartozék	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	80
Külső méret, nettó szélesség (mm)	140
Külső méret, nettó mélység (mm)	264
Külső méret, bruttó magasság (mm)	90
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	150
Külső méret, bruttó mélység (mm)	275
Nettó súly (kg)	0,73
Bruttó súly (kg)	1,00