

UGT 44-60/85

Zárt lábázat ajtóval

a gép ergonomikus be- és kikapolásához.



- Lehetővé teszi pl. a folyamathoz szücs. vegyszerek elhelyezését

EAN: 4002515647295 / Anyagszám: 10259260 / Régi anyagszám: 69506001D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Aláépítmény/lábázat	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	440
Külső méret, nettó szélesség (mm)	600
Külső méret, nettó mélység (mm)	600
Külső méret, bruttó magasság (mm)	460
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	610
Külső méret, bruttó mélység (mm)	610
Nettó súly (kg)	5,00
Bruttó súly (kg)	6,40