

ProCare Lab 10 AO - 5 l

Folyékony mosogatószer, lúgos, 5 l

A laboratóriumi eszközök optimális előkészítéséhez.

EAN: 4002515649855 / Anyagszám: 10265580 / Régi anyagszám: 62926101EU1



- Információk az aktív klórt tartalmazó tisztítószerrekről
- Oxidáló hatású, tenzidmentes
- Kifejezetten a Miele Professional számára kifejlesztve
- A legkülönbözőbb anyagokhoz alkalmazható
- pH érték: 11,8-12,2

\* Az aktív klórt tartalmazó tisztítószer használata során a tisztító és fertőtlenítőberendezésekbe beépített szerves anyagok, pl. a műanyagok és elasztomerek nagyfokú kopására lehet számítani. A magas klórtartalmú tisztítószerrel végzett tisztítási fázisnak maximálisan 75°C-on kellene üzemelnie. A magas kopásértékek ellensúlyozására a Miele nyomtatékosan javasolja a berendezések évente, vagy 1000 üzemóra után végzett karbantartását. Ennek elmulasztása esetén a készülék teljesítményét, valamint a garanciális javítást nem tudjuk garantálni. Kérjük, időben forduljon Miele vevőszolgálatához, vagy a vásárláskor kössön karbantartási szerződést is!

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Alkalmazási lehetőségek	
Véreltávolítás	Jó
Fehérjeeltávolítás	Jó
Táptalajmaradékok eltávolítása	Jó
Szerves maradványok eltávolítása	Jó
Szövet- és sejt kultúrák eltávolítása	Jó
Radioaktív anyagok eltávolítása	Jó
Algák eltávolítása	Jó
Adagolási javaslat	
Alkalmazott oldat pH-értéke	11,8-12,1
Víz javasolt aránya mmol/l	0,9
Fő alkalmazási területek	
Mikrobiológiai laboratóriumok	•
Virologiai laboratóriumok	•
Nukleáris medicina laboratóriumok	•
Élelmiszeripari laboratóriumok	•
Festékipar	•
Terméktulajdonságok	
Közeg fajtája	Lúgos tisztítószer
Kiszerelés	Folyékony koncentrátum
Összetevők	Alkáli-hidroxid, Klóralapú fehérítő, Foszfát
Használható műanyaghoz	•
Használható nemesacélhoz	•
Használható laboratóriumi üveghez	•
Használható kerámiához	•
Nem használható eloxált alumíniumhoz	•
Oxidáló hatás az aktív klórnak köszönhetően	•
Oxidáló hatás	•
Nem használható nem eloxált alumíniumhoz	•
Nem használható könnyű- és színesfémekhez	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	217
Külső méret, nettó szélesség (mm)	142
Külső méret, nettó mélység (mm)	248
Külső méret, bruttó magasság (mm)	250
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	190
Külső méret, bruttó mélység (mm)	150
Bruttó súly (kg)	7
Töltési mennyiség (ml)	5000
Megfelelőség, jóváh. jel/jelölés	
GHS/CLP-megfelelőség	•