

ProCare Lab 10 AO - 5 l

Folyékony mosogatószer, lúgos, 5 l

A laboratóriumi eszközök optimális előkészítéséhez.

EAN: 4002515649855 / Cikkszám: 10265580 / Régi cikkszám: 62926101EU1



- Információk az aktív klórt tartalmazó tisztítószerekhez*
- Oxidáló hatású, tenzidmentes
- Kifejezetten a Miele Professional számára kifejlesztve
- A legkülönbözőbb anyagokhoz alkalmazható
- pH-érték: 14,0

* Az aktív klórt tartalmazó tisztítószerek használata során a tisztító és fertőtlenítőberendezésekbe beépített szerves anyagok, pl. a műanyagok és elasztomerek nagyfokú kopására lehet számítani. A magas klórtartalmú tisztítószerekkel végzett tisztítási fázisnak maximálisan 75 °C-on kellene üzemelnie. A magas kopásértékek ellensúlyozására a Miele nyomtatékosan javasolja a készülékek évente vagy 1000 üzemóra után elvégzendő karbantartását.

Karbantartás nélkül a jótállási és szavatossági igények meghiúsulhatnak.

Kérjük, időben forduljon a Miele ügyfélszolgálatához, vagy a vásárláskor kössön karbantartási szerződést is.

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Alkalmazási lehetőségek	
Véreltávolítás	Jó
Fehérjeeltávolítás	Jó
Táptalajmaradékok eltávolítása	•
Szerves maradványok eltávolítása	•
Szövet- és sejt kultúrák eltávolítása	•
Radioaktív anyagok eltávolítása	•
Adagolási javaslat	
pH-érték 20 °C-nál	14,0
Víz javasolt aránya mmol/(l)	0,9
Fő alkalmazási területek	
Mikrobiológiai laboratóriumok	•
Virologiai laboratóriumok	•
Nukleáris medicina laboratóriumok	•
Élelmiszeripari laboratóriumok	•
Festékipar	•
Terméktulajdonságok	
Közeg fajtája	Lúgos tisztítószerek
Kiszerezés	Folyékony koncentrátum
Összetevők	Alkáli-hidroxid, Klórbázisú fehérítőszer, Foszfát
Méret és súly	
Külső méret, bruttó mélység (mm)	150,00
Terméktulajdonságok	
Közeg fajtája	Lúgos tisztítószerek
Kiszerezés	Folyékony koncentrátum
Összetevők	Alkáli-hidroxid, Klórbázisú fehérítőszer, Foszfát
Használható műanyaghoz	•
Használható nemesacélhoz	•
Használható laboratóriumi üveghez	•
Használható kerámiához	•
Nem használható eloxált alumíniumhoz	•
Oxidáló hatás az aktív klórnak köszönhetően	•
Oxidáló hatás	•
Nem használható nem eloxált alumíniumhoz	•
Nem használható könnyű- és színesfémekhez	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	217
Külső méret, nettó szélesség (mm)	142
Külső méret, nettó mélység (mm)	248
Külső méret, bruttó magasság (mm)	250
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	190
Külső méret, bruttó mélység (mm)	150
Bruttó súly (kg)	7
Töltési mennyiség (ml)	5000

ProCare Lab 10 AO - 5 l

Folyékony mosogatószer, lúgos, 5 l

A laboratóriumi eszközök optimális előkészítéséhez.

EAN: 4002515649855 / Cikkszám: 10265580 / Régi cikkszám: 62926101EU1

Megfelelőségek, tanúsítványok és jelölések

GHS/CLP-megfelelőség

