

ProCare Lab 10 AP - 5 l

Folyékony mosogatószer, lúgos, 5 l

A laboratóriumi eszközök optimális előkészítéséhez.



- Tenzidektől, foszforvegyületektől és oxidálószerektől mentes
- Kifejezetten a Miele Professional számára kifejlesztve
- A legkülönbözőbb anyagokhoz alkalmazható
- pH-érték: 14,0

EAN: 4002515659908 / Cikkszám: 10265620 / Régi cikkszám: 62924101EU1

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Alkalmazási lehetőségek	
Alacsony viszkozitású olajok eltávolítása	Jó
Szerves maradványok eltávolítása	•
Szervetlen és szerves szennyeződések eltávolítása	Jó
Makacs vagy rászáradt maradványok eltávolítása	Jó
Adagolási javaslat	
Adagolási javaslat (öblítésenként)	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
Adagolási javaslat öblítésenként	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
pH-érték 20 °C-nál	14,0
Fő alkalmazási területek	
Orvosi laboratóriumok	•
Biológiai laboratóriumok	•
Mikrobiológiai laboratóriumok	•
Vegyilaboratóriumok	•
Vízlaboratóriumok	•
Élelmiszeripari laboratóriumok	•
Kozmetikai laboratóriumok	•
Ásványolaj-ipari laboratóriumok	•
Ipari laboratóriumok	•
Foszfátipar	•
Gyógyszeripari laboratóriumok	•
Terméktulajdonságok	
Közeg fajtája	Lúgos tisztítószer
Kiszerezés	Folyékony koncentrátum
Összetevők	Alkáli-hidroxid, Polikarboxilát
Méret és súly	
Külső méret, bruttó mélység (mm)	150,00
Terméktulajdonságok	
Közeg fajtája	Lúgos tisztítószer
Kiszerezés	Folyékony koncentrátum
Összetevők	Alkáli-hidroxid, Polikarboxilát
Használható műanyaghoz	•
Használható nemesacélhoz	•
Használható laboratóriumi üveghez	•
Használható kerámiához	•
Nem használható eloxált alumíniumhoz	•
Oxidálószerektől mentes	•
Foszfátoktól mentes	•
Tenzidektől mentes	•
Oxidáló hatás	•
Nem használható könnyűfém-ötvözetekhez	•
Nem használható nem eloxált alumíniumhoz	•
Nem használható könnyű- és színesfémekhez	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	217

ProCare Lab 10 AP - 5 l

Folyékony mosogatószer, lúgos, 5 l

A laboratóriumi eszközök optimális előkészítéséhez.



EAN: 4002515659908 / Cikkszám: 10265620 / Régi cikkszám: 62924101EU1

Külső méret, nettó szélesség (mm)	142
Külső méret, nettó mélység (mm)	248
Külső méret, bruttó magasság (mm)	250
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	190
Külső méret, bruttó mélység (mm)	150
Bruttó súly (kg)	7
Töltési mennyiség (ml)	5000
Megfelelések, tanúsítványok és jelölések	
GHS/CLP-megfelelés	•