

ProCare Lab 10 AP - 10 l

Folyékony mosogatószer, lúgos, 10 l

A laboratóriumi eszközök optimális előkészítéséhez.



- Tenzidektől, foszforvegyületektől és oxidálószerektől mentes
- Kifejezetten a Miele Professional számára kifejlesztve
- A legkülönbözőbb anyagokhoz alkalmazható
- pH-érték: 14,0

EAN: 4002515660713 / Cikkszám: 10265640 / Régi cikkszám: 62924201EU1

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>Alkalmazási lehetőségek</b>	
Alacsony viszkozitású olajok eltávolítása	Jó
Szerves maradványok eltávolítása	•
Szervetlen és szerves szennyeződések eltávolítása	Jó
Makacs vagy rászáradt maradványok eltávolítása	Jó
<b>Adagolási javaslat</b>	
Adagolási javaslat (öblítésenként)	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
Adagolási javaslat öblítésenként	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
pH-érték 20 °C-nál	14,0
<b>Fő alkalmazási területek</b>	
Orvosi laboratóriumok	•
Biológiai laboratóriumok	•
Mikrobiológiai laboratóriumok	•
Vegyilaboratóriumok	•
Vízlaboratóriumok	•
Élelmiszeripari laboratóriumok	•
Kozmetikai laboratóriumok	•
Ásványolaj-ipari laboratóriumok	•
Foszfátipar	•
Gyógyszeripari laboratóriumok	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Közeg fajtája	Lúgos tisztítószer
Kiszerezés	Folyékony
Összetevők	Alkáli-hidroxid, Polikarboxilát
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, bruttó mélység (mm)	190,00
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Közeg fajtája	Lúgos tisztítószer
Kiszerezés	Folyékony
Összetevők	Alkáli-hidroxid, Polikarboxilát
Használható műanyaghoz	•
Használható nemesacélhoz	•
Használható laboratóriumi üveghez	•
Használható kerámiához	•
Nem használható eloxált alumíniumhoz	•
Oxidálószerektől mentes	•
Foszfátoktól mentes	•
Tenzidektől mentes	•
Oxidáló hatás	•
Nem használható könnyűfém-ötvözetekhez	•
Nem használható nem eloxált alumíniumhoz	•
Nem használható könnyű- és színesfémekhez	•
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	308
Külső méret, nettó szélesség (mm)	191

ProCare Lab 10 AP - 10 l

Folyékony mosogatószer, lúgos, 10 l

A laboratóriumi eszközök optimális előkészítéséhez.



EAN: 4002515660713 / Cikkszám: 10265640 / Régi cikkszám: 62924201EU1

Külső méret, nettó mélység (mm)	234
Külső méret, bruttó magasság (mm)	320
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	230
Külső méret, bruttó mélység (mm)	190
Bruttó súly (kg)	14
Töltési mennyiség (ml)	10000
<b>Megfelelőségek, tanúsítványok és jelölések</b>	
GHS/CLP-megfelelőség	•