

ProCare Lab 10 AT - 5 l

Folyékony mosogatószer, lúgos, 5 l

A laboratóriumi eszközök optimális előkészítéséhez.

EAN: 4002515660720 / Cikkszám: 10265650 / Régi cikkszám: 62925101EU1



- Foszfát- és oxidálószermentes, tenzideket tartalmaz
- Kifejezetten a Miele Professional számára kifejlesztve
- A legkülönbözőbb anyagokhoz alkalmazható
- pH-érték: 14,0

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>Alkalmazási lehetőségek</b>	
Zsíreltávolítás	Jó
Olajeltávolítás	Jó
Gyantaeltávolítás	•
Szerves színezőanyagok eltávolítása	Jó
Szerves maradványok eltávolítása	•
Paraffin eltávolítása	Jó
<b>Adagolási javaslat</b>	
Adagolási javaslat (öblítésenként)	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
Adagolási javaslat öblítésenként	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
pH-érték 20 °C-nál	14,0
Szennyeződés intenzitása	Erős
<b>Fő alkalmazási területek</b>	
Élelmiszeripari laboratóriumok	•
Kozmetikai laboratóriumok	•
Ásványolaj-ipari laboratóriumok	•
Ipari laboratóriumok	•
Gyógyszeripari laboratóriumok	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Közeg fajtája	Lúgos tisztítószer
Kiszerezés	Folyékony
Összetevők	Alkáli-hidroxid, Polikarboxilát, Tenzidek
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, bruttó mélység (mm)	150,00
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Közeg fajtája	Lúgos tisztítószer
Kiszerezés	Folyékony
Összetevők	Alkáli-
Használható műanyaghoz	•
Használható nemesacélhoz	•
Használható porcelánhoz/kerámiához	•
Használható laboratóriumi üveghez	•
Használható kerámiához	•
Nem használható eloxált alumíniumhoz	•
Oxidálószerektől mentes	•
Foszfátoktól mentes	•
Szilikátoktól mentes	•
Nem használható nem eloxált alumíniumhoz	•
Nem használható könnyű- és színesfémekhez	•
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	217
Külső méret, nettó szélesség (mm)	142
Külső méret, nettó mélység (mm)	248
Külső méret, bruttó magasság (mm)	250
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	190

ProCare Lab 10 AT - 5 l

Folyékony mosogatószer, lúgos, 5 l

A laboratóriumi eszközök optimális előkészítéséhez.

EAN: 4002515660720 / Cikkszám: 10265650 / Régi cikkszám: 62925101EU1



Külső méret, bruttó mélység (mm)	150
Bruttó súly (kg)	6
Töltési mennyiség (ml)	5000
<b>Megfelelőségek, tanúsítványok és jelölések</b>	
GHS/CLP-megfelelőség	•