

ProCare Lab 10 AT - 10 l

Folyékony mosogatószer, lúgos, 10 l

A laboratóriumi eszközök optimális előkészítéséhez.



- Foszfát- és oxidálószermentes, tenzideket tartalmaz
- Kifejezetten a Miele Professional számára kifejlesztve
- A legkülönbözőbb anyagokhoz alkalmazható
- pH-érték: 14,0

EAN: 4002515660737 / Cikkszám: 10265660 / Régi cikkszám: 62925201EU1

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>Alkalmazási lehetőségek</b>	
Zsíreltávolítás	Jó
Olajeltávolítás	Jó
Gyantaeltávolítás	•
Szerves színezőanyagok eltávolítása	Jó
Szerves maradványok eltávolítása	•
Paraffin eltávolítása	Jó
<b>Adagolási javaslat</b>	
pH-érték 20 °C-nál	14,0
<b>Fő alkalmazási területek</b>	
Élelmiszeripari laboratóriumok	•
Kozmetikai laboratóriumok	•
Ásványolaj-ipari laboratóriumok	•
Ipari laboratóriumok	•
Gyógyszeripari laboratóriumok	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Közeg fajtája	Lúgos tisztítószer
Kiszerezés	Folyékony koncentrátum
Összetevők	Alkáli-hidroxid, Polikarboxilát, Tenzidek
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, bruttó mélység (mm)	190,00
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Közeg fajtája	Lúgos tisztítószer
Kiszerezés	Folyékony koncentrátum
Összetevők	Alkáli-
Használható műanyaghoz	•
Használható nemesacélhoz	•
Használható porcelánhoz/kerámiához	•
Használható laboratóriumi üveghez	•
Nem használható eloxált alumíniumhoz	•
Oxidálószerektől mentes	•
Foszfátoktól mentes	•
Szilikátoktól mentes	•
Nem használható nem eloxált alumíniumhoz	•
Nem használható könnyű- és színesfémekhez	•
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	308
Külső méret, nettó szélesség (mm)	191
Külső méret, nettó mélység (mm)	234
Külső méret, bruttó magasság (mm)	320
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	230
Külső méret, bruttó mélység (mm)	190
Bruttó súly (kg)	13
Töltési mennyiség (ml)	10000
<b>Megfelelések, tanúsítványok és jelölések</b>	
GHS/CLP-megfelelés	•

ProCare Lab 10 AT - 10 l

Folyékony mosogatószer, lúgos, 10 l

A laboratóriumi eszközök optimális előkészítéséhez.