

ProCare Lab 10 MA - 5 l

Folyékony mosogatószer, enyhén lúgos, 5 l

A laboratóriumi üvegek és -eszközök optimális előkészítéséhez.



- Tenzid- és oxidálószermentes
- Kifejezetten a Miele Professional számára kifejlesztve
- A legkülönbözőbb anyagokhoz alkalmazható
- pH érték: 11,6-11,8

EAN: 4002515660812 / Anyagszám: 10265670 / Régi anyagszám: 62923101EU1

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>Alkalmazási lehetőségek</b>	
Véreltávolítás	Jó
Fehérjeeltávolítás	Jó
Táptalajmaradékok eltávolítása	Jó
Szerves maradványok eltávolítása	Jó
<b>Adagolási javaslat</b>	
Adagolási javaslat öblítésenként	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
Alkalmazott oldat pH-értéke	11,6-11,8
<b>Fő alkalmazási területek</b>	
Orvosi laboratóriumok	•
Biológiai laboratóriumok	•
Vegyi laboratóriumok	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Közeg fajtája	Lúgos tisztítószer
Kiszerezés	Folyékony koncentrátum
Összetevők	Alkáli-hidroxid,Foszfát,Szilikát
Használható műanyaghoz	•
Használható nemesacélhoz	•
Használható laboratóriumi üveghez	•
Használható kerámiához	•
Feltételesen használható színesfémekhez	•
Nem használható eloxált alumíniumhoz	•
Oxidálószerektől mentes	•
Tenzidektől mentes	•
Korlátozottan használható nem eloxált alumíniumhoz	•
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	217
Külső méret, nettó szélesség (mm)	142
Külső méret, nettó mélység (mm)	248
Külső méret, bruttó magasság (mm)	250
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	190
Külső méret, bruttó mélység (mm)	150
Bruttó súly (kg)	5
Töltési mennyiség (ml)	5000
<b>Megfelelőség,jóváh.jel/jelölés</b>	
GHS/CLP-megfelelőség	•