

ProCare Lab 10 MA - 5 l

Folyékony mosogatószer, enyhén lúgos, 5 l

A laboratóriumi üvegek és -eszközök optimális előkészítéséhez.



- Tenzid- és oxidálószermentes
- Kifejezetten a Miele Professional számára kifejlesztve
- A legkülönbözőbb anyagokhoz alkalmazható
- pH-érték: 14,0

EAN: 4002515660812 / Cikkszám: 10265670 / Régi cikkszám: 62923101EU1

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Alkalmazási lehetőségek	
Véreltávolítás	Jó
Fehérjeeltávolítás	Jó
Táptalajmaradékok eltávolítása	•
Szerves maradványok eltávolítása	•
Adagolási javaslat	
Adagolási javaslat (öblítésenként)	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
Adagolási javaslat öblítésenként	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
pH-érték 20 °C-nál	14,0
Fő alkalmazási területek	
Orvosi laboratóriumok	•
Biológiai laboratóriumok	•
Vegyipari laboratóriumok	•
Terméktulajdonságok	
Közeg fajtája	Lúgos tisztítószer
Kiszerezés	Folyékony koncentrátum
Összetevők	Alkáli-hidroxid, Foszfát, Szilikát
Méret és súly	
Külső méret, bruttó mélység (mm)	150,00
Terméktulajdonságok	
Közeg fajtája	Lúgos tisztítószer
Kiszerezés	Folyékony koncentrátum
Összetevők	Alkáli-hidroxid, Foszfát, Szilikát
Használható műanyaghoz	•
Használható nemesacélhoz	•
Használható laboratóriumi üveghez	•
Használható kerámiához	•
Feltételesen használható színesfémekhez	•
Nem használható eloxált alumíniumhoz	•
Oxidálószerektől mentes	•
Tenzidektől mentes	•
Korlátozottan használható nem eloxált alumíniumhoz	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	217
Külső méret, nettó szélesség (mm)	142
Külső méret, nettó mélység (mm)	248
Külső méret, bruttó magasság (mm)	250
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	190
Külső méret, bruttó mélység (mm)	150
Bruttó súly (kg)	5
Töltési mennyiség (ml)	5000
Megfelelések, tanúsítványok és jelölések	
GHS/CLP-megfelelés	•