

ProCare Lab 10 MA - 10 l

Folyékony mosogatószer, enyhén lúgos, 10 l

A laboratóriumi üvegek és -eszközök optimális előkészítéséhez.

EAN: 4002515660300 / Cikkszám: 10265680 / Régi cikkszám: 62923201EU1



- Tenzid- és oxidálószermentes
- Kifejezetten a Miele Professional számára kifejlesztve
- A legkülönbözőbb anyagokhoz alkalmazható
- pH-érték: 14,0

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Alkalmazási lehetőségek	
Véreltávolítás	Jó
Fehérjeeltávolítás	Jó
Táptalajmaradékok eltávolítása	•
Szerves maradványok eltávolítása	•
Adagolási javaslat	
Adagolási javaslat (öblítésenként)	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
Adagolási javaslat öblítésenként	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
pH-érték 20 °C-nál	14,0
Fő alkalmazási területek	
Orvosi laboratóriumok	•
Biológiai laboratóriumok	•
Vegyipari laboratóriumok	•
Terméktulajdonságok	
Közeg fajtája	Lúgos tisztítószer
Kiszerezés	Folyékony koncentrátum
Összetevők	Alkáli-hidroxid, Foszfát, Szilikát
Méret és súly	
Külső méret, bruttó mélység (mm)	190,00
Terméktulajdonságok	
Közeg fajtája	Lúgos tisztítószer
Kiszerezés	Folyékony koncentrátum
Összetevők	Alkáli-hidroxid, Foszfát, Szilikát
Használható műanyaghoz	•
Használható nemesacélhoz	•
Használható porcelánhoz/kerámiához	•
Használható laboratóriumi üveghez	•
Feltételesen használható színesfémekhez	•
Nem használható eloxált alumíniumhoz	•
Oxidálószerektől mentes	•
Tenzidektől mentes	•
Korlátozottan használható nem eloxált alumíniumhoz	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	308
Külső méret, nettó szélesség (mm)	191
Külső méret, nettó mélység (mm)	234
Külső méret, bruttó magasság (mm)	320
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	230
Külső méret, bruttó mélység (mm)	190
Bruttó súly (kg)	15
Töltési mennyiség (ml)	10000
Megfelelések, tanúsítványok és jelölések	
GHS/CLP-megfelelés	•