

ProCare Lab 30 P - 12 kg
Semlegesítő szer, savas, 12 kg
Az optimális fosztorsav-alapú semlegesítéshez.



- Tenzid- és oxidálószermentes
- Kifejezetten a Miele Professional számára kifejlesztve
- A legkülönbözőbb anyagokhoz alkalmazható
- pH érték: 2,2-1,9

EAN: 4002515660461 / Anyagszám: 10266500 / Régi anyagszám: 62928201EU1

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Alkalmazási lehetőségek	
Mész és más savban oldódó anyagok eltávolítása	Jó
Adagolási javaslat	
Adagolási javaslat öblítésenként	1-4 ml/l (0,1-0,4 %)
Alkalmazott oldat pH-értéke	1,9-2,2
Fő alkalmazási területek	
Orvosi laboratóriumok	•
Biológiai laboratóriumok	•
Mikrobiológiai laboratóriumok	•
Vegy laboratóriumok	•
Élelmiszeripari laboratóriumok	•
Kozmetikai laboratóriumok	•
Ásványolaj-ipari laboratóriumok	•
Ipari laboratóriumok	•
Gyógyszeripari laboratóriumok	•
Terméktulajdonságok	
Közeg fajtája	Savas semlegesítő szerek
Kiszereelés	Folyékony koncentrátum
Összetevők	Foszfát,Foszforsav
Használható műanyaghoz	•
Használható nemesacélhoz	•
Használható laboratóriumi üveghez	•
Használható kerámiához	•
Nem használható eloxált alumíniumhoz	•
Tenzidektól mentes	•
Savas előtisztítás	•
Nem használható krómozott alkatrészekhez	•
Nem használható nikkelezett alkatrészekhez	•
Nem használható nem eloxált alumíniumhoz	•
Nem használható könnyű- és színesfémekhez	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	308
Külső méret, nettó szélesség (mm)	191
Külső méret, nettó mélység (mm)	234
Külső méret, bruttó magasság (mm)	305
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	200
Külső méret, bruttó mélység (mm)	245
Töltő súly (g)	12000
Bruttó súly (kg)	13
Megfelelések, tanúsítványok és jelölések	
GHS/CLP-megfeleléség	•