

ProCare Lab 11 AP - 10 kg  
 Por állagú tisztítószer , lúgos, 10 kg  
 A laboratóriumi eszközök optimális előkészítéséhez.

EAN: 4002515650868 / Cikkszám: 10266540 / Régi cikkszám: 62922101EU1



- Foszforvegyületektől és oxidáló hatástól mentes
- Kifejezetten a Miele Professional számára kifejlesztve
- A legkülönbözőbb anyagokhoz alkalmazható
- pH-érték: 13,0-14,0

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Termék-hozzárendelés</b>                       |                                    |
| Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium  | •                                  |
| <b>Alkalmazási lehetőségek</b>                    |                                    |
| Szerves maradványok eltávolítása                  | •                                  |
| Szervetlen és szerves szennyeződések eltávolítása | Jó                                 |
| <b>Adagolási javaslat</b>                         |                                    |
| pH-érték 20 °C-nál                                | 13,0-14,0                          |
| Víz javasolt aránya mmol/(l)                      | 0-1,1                              |
| <b>Fő alkalmazási területek</b>                   |                                    |
| Vízlaboratóriumok                                 | •                                  |
| Szerológiai intézet                               | •                                  |
| Foszfátipar                                       | •                                  |
| <b>Terméktulajdonságok</b>                        |                                    |
| Közeg fajtája                                     | Lúgos tisztítószer                 |
| Kiszerezés  | Por                                |
| Összetevők  | Oxigénalapú fehéritőszer, Tenzidek |
| <b>Méret és súly</b>                              |                                    |
| Külső méret, bruttó mélység (mm)                  | 270,00                             |
| <b>Terméktulajdonságok</b>                        |                                    |
| Közeg fajtája                                     | Lúgos tisztítószer                 |
| Kiszerezés  | Por                                |
| Összetevők  | Oxigénalapú fehéritőszer, Tenzidek |
| Használható műanyaghoz                            | •                                  |
| Használható nemesacélhoz                          | •                                  |
| Használható porcelánhoz/kerámiához                | •                                  |
| Használható laboratóriumi üveghez                 | •                                  |
| Nem használható eloxált alumíniumhoz              | •                                  |
| Foszfátoktól mentes                               | •                                  |
| Nem használható nem eloxált alumíniumhoz          | •                                  |
| Nem használható könnyű- és színesfémekhez         | •                                  |
| <b>Méret és súly</b>                              |                                    |
| Külső méret, nettó magasság (mm)                  | 268                                |
| Külső méret, nettó szélesség (mm)                 | 265                                |
| Külső méret, nettó mélység (mm)                   | 265                                |
| Külső méret, bruttó magasság (mm)                 | 280                                |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm)                | 270                                |
| Külső méret, bruttó mélység (mm)                  | 270                                |
| Töltő súly (g)                                    | 10000                              |
| Bruttó súly (kg)                                  | 10                                 |
| <b>Megfelelések, tanúsítványok és jelölések</b>   |                                    |
| GHS/CLP-megfelelés                                | •                                  |