

ProCare Lab 30 C - 10 l

Semlegesítő szer, savas, 10 l

Az optimális citromsav-alapú semlegesítéshez.



- Tenzidektől, foszforvegyületektől és oxidálószerektől mentes
- Kifejezetten a Miele Professional számára kifejlesztve
- A legkülönbözőbb anyagokhoz alkalmazható
- Semlegesítőszerként vagy savas előtisztítóként
- pH-érték: 1,0

EAN: 4002515660751 / Cikkszám: 10266680 / Régi cikkszám: 62927201EU1

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Alkalmazási lehetőségek	
Elszíneződések, mész, húgykő és más savban oldódó szennyeződések eltávolítása	Jó
Mész és más savban oldódó anyagok eltávolítása	•
Adagolási javaslat	
Adagolási javaslat (öblítésenként)	1-4 ml/l (0,1-0,4 %)
Adagolási javaslat öblítésenként	1-4 ml/l (0,1-0,4 %)
pH-érték 20 °C-nál	1,0
Fő alkalmazási területek	
Orvosi laboratóriumok	•
Biológiai laboratóriumok	•
Mikrobiológiai laboratóriumok	•
Vegyi laboratóriumok	•
Vízlaboratóriumok	•
Élelmiszeripari laboratóriumok	•
Kozmetikai laboratóriumok	•
Ipari laboratóriumok	•
Foszfátipar	•
Gyógyszeripari laboratóriumok	•
Terméktulajdonságok	
Közeg fajtája	Savas semlegesítő szerek
Kiszerezés	Folyékony koncentrátum
Összetevők	Szerves savak, Citromsav
Méret és súly	
Külső méret, bruttó mélység (mm)	245,00
Terméktulajdonságok	
Közeg fajtája	Savas semlegesítő szerek
Kiszerezés	Folyékony koncentrátum
Összetevők	Szerves savak, Citromsav
Használható műanyaghoz	•
Használható nemesacélhoz	•
Használható laboratóriumi üveghez	•
Használható kerámiához	•
Nem használható eloxált alumíniumhoz	•
Foszfátoktól mentes	•
Tenzidektől mentes	•
Kiválóan védi az anyagot	•
Savas előtisztítás	•
Használható kényes anyagokhoz	•
Semlegesíti a régebbi lúgmaradványokat	•
Nem használható krómozott alkatrészekhez	•
Nem használható nikkelezett alkatrészekhez	•
Nem használható nem eloxált alumínium savas előtisztításához	•
Nem használható könnyű- és színesfémekhez	•
Használható nem eloxált alumínium semlegesítéséhez	•

ProCare Lab 30 C - 10 l

Semlegesítő szer, savas, 10 l

Az optimális citromsav-alapú semlegesítéshez.

EAN: 4002515660751 / Cikkszám: 10266680 / Régi cikkszám: 62927201EU1



Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	308
Külső méret, nettó szélesség (mm)	191
Külső méret, nettó mélység (mm)	234
Külső méret, bruttó magasság (mm)	305
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	200
Külső méret, bruttó mélység (mm)	245
Bruttó súly (kg)	12
Töltési mennyiség (ml)	10000
Megfelelőségek, tanúsítványok és jelölések	
GHS/CLP-megfelelőség	•