


A 811/1  
Tartalékháló  
az A 810/1 hálózatának cseréjéhez



- Egyszerűen cserélhető háló
- Különösen ellenálló és hosszú élettartamú

EAN: 4002515676493 / Anyagszám: 10283690 / Régi anyagszám: 69502000D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Burkolat	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fehér
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	20
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	230
Külső méret, bruttó mélység (mm)	230
Nettó súly (kg)	0,02
Bruttó súly (kg)	0,07