

UGT F10

az aláépítés alatti terület optimális, higiénikus tisztítására.

EAN: 4002515677438 / Anyagszám: 10328960 / Régi anyagszám: 69506101D



- 4 talpból áll
- Állandóra az aláépítéshez csavarozva

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Aláépítmény/lábazat	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	83
Külső méret, nettó szélesség (mm)	45
Külső méret, nettó mélység (mm)	45
Külső méret, bruttó magasság (mm)	105
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	190
Külső méret, bruttó mélység (mm)	60
Nettó súly (kg)	5,00
Bruttó súly (kg)	6,40