


KFR 20060 PF

Palacktároló

a palackok biztonságos és helytakarékos tárolásához a hűtőszekrényben.

EAN: 4002515693377 / Anyagszám: 10363580 / Régi anyagszám: 36996097EU1



- XL belső térrel és PerfectFresh funkcióval rendelkező K 20.000 készülékekhez
- Vízszintes és nyugalmas tárolás, pl. borok számára
- Tetszés szerint különböző szinteken használható
- Krómozott fémből
- Akár 9 palack számára, mérettől és formától függően