

VB 2435

Nagy vákuumtasak

a Miele EVS 6114/6214/7010 vákuumozó fiókjaihoz

EAN: 4002515735244 / Anyagszám: 10380630 / Régi anyagszám: 23996128EU1



- Ideális a Sous-vide-pároláshoz
- A folyékony és szilárd élelmiszerekhez is alkalmas
- Sima, szakadásálló, 90 µ. Csak egyszeri használatra.
- Méretek: 240 x 350 mm –  
Tartalom: 50 darab