

GS CL 1403 P

Mosogatópor, 1,4 kg

a legjobb tisztítási eredményhez. Beépített adagolási segítséggel.

EAN: 4002515773352 / Anyagszám: 10528380 / Régi anyagszám: 21995507EU2



- Aktív oxigénnel az alapos tisztításért
- Szuperenzimekkel – alacsonyabb mosogatósi hőmérsékleten is hatnak
- Üvegkorrózió elleni üvegvédő összetétellel
- Igen kiadós – akár 95 mosogatóshoz
- Egyszerű és tökéletes mosogató a Mielével.