

A 208

Kocsi

8 szűrőtálca optimális behelyezésére.



- Nagy kapacitás: 8 DIN szűrőtálca egyidejű előkészítése
- 4 további csatlakozási lehetőség üreges műszerekhez
- Igény esetén a kivehető felső szint növeli a rakodási magasságot

EAN: 4002515809242 / Anyagszám: 10616030 / Régi anyagszám: 69620800D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Kocsi szitatálcákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Szitatálcák előkészítése	•
Kapacitás	
DIN szitatálcák [mennyiség]	8
Üreges műszerek [mennyiség]	4
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	397
Külső méret, nettó szélesség (mm)	529
Külső méret, nettó mélység (mm)	546
Külső méret, bruttó magasság (mm)	270
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	525
Külső méret, bruttó mélység (mm)	540
Nettó súly (kg)	4,40
Bruttó súly (kg)	6,40