

A 815

Fúvóka

a külső spray-vel rendelkező kéziműszerek optimális előkészítéséhez.

EAN: 4002515830413 / Anyagszám: 10619690 / Régi anyagszám: 68681500D



- Az A 812, A 813-mal vagy az A 105/1 f. kosárban tört. felh.-hoz
- 4 fúvókából és kb. 114 mm-es szilikoncsövekből áll

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
A készülék besorolása	
PG 8581	•
PG 8591	•
Termékkategória	
Injektorfúvóka	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Átlátszó
Felhasználási terület	
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
Közvetítő műszerek [mennyiség]	4
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	10
Külső méret, nettó szélesség (mm)	10
Külső méret, nettó mélység (mm)	114
Külső méret, bruttó magasság (mm)	80
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	95
Külső méret, bruttó mélység (mm)	110
Átmérő (mm)	10
Nettó súly (kg)	0,05
Bruttó súly (kg)	0,12