

E 473/2

Szűrő

fedővel, különféle kisméretű alkatrészekhez.



- Beakasztáshoz
- Könnyen záródó fedél

EAN: 4002515811962 / Anyagszám: 10623720 / Régi anyagszám: 69547303D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Termékkategória	
Egyéb betét	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
MIC eszközök előkészítése	•
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	88
Külső méret, nettó szélesség (mm)	66
Külső méret, nettó mélység (mm)	66
Külső méret, bruttó magasság (mm)	80
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	95
Külső méret, bruttó mélység (mm)	110
Nettó súly (kg)	0,10
Bruttó súly (kg)	0,14