

A 207

Kocsi

mikro eszközök optimális behelyezéséhez.



- Hatékony előkészítés: gyors betöltés, sok töllet kevés idő alatt
- Felső szint: max. 8 tálca üreges műszerek behelyezésére
- Alsó szint: 8 fekvő tálca további szemészeti műszerekhez

EAN: 4002515815601 / Anyagszám: 10632400 / Régi anyagszám: 69620700D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Kocsi szemészeti műszerekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Központi szűrő alkalmazásának lehetősége	•
Felhasználási terület	
Szemészeti eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
Tálcák/táblák [mennyiség]	16
Műteti szettek mikro-eszközökhöz [mennyiség]	8
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	438
Külső méret, nettó szélesség (mm)	530
Külső méret, nettó mélység (mm)	542
Külső méret, bruttó magasság (mm)	270
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	525
Külső méret, bruttó mélység (mm)	540
Nettó súly (kg)	4,40
Bruttó súly (kg)	6,40
Tartozék	
A 311 tartó tálcákhoz [mennyiség]	2
A 800, szűrőcső [mennyiség]	1
A 804, tisztítókefe [mennyiség]	1