

A 310 Betét



- 8 db sebészcipő behelyezésére, 41-es méretig
- A 101 és A 102 felső kosarakban használható

EAN: 4002515816349 / Anyagszám: 10632610 / Régi anyagszám: 69631000D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Betét műtős cipőkhöz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Műtős cipők előkészítése	•
Kapacitás	
Műtős cipők [mennyiség]	8
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	75
Külső méret, nettó szélesség (mm)	405
Külső méret, nettó mélység (mm)	435
Külső méret, bruttó magasság (mm)	100
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	425
Külső méret, bruttó mélység (mm)	450
Nettó súly (kg)	0,50
Bruttó súly (kg)	0,83