

A 833

Injektorfúvóka

különbéle mosogatnivalók optimális tisztítására.



- Injektorkocsihoz megfelelő, csavarozható
- Oldalirányú furatok – a még jobb tisztítási eredményekért

EAN: 4002515941225 / Anyagszám: 10635480 / Régi anyagszám: 69745302D

| Termék-hozzárendelés | |
|---|-----------|
| Termikus fertőtlenítők | • |
| Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi | • |
| Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi | • |
| A készülék besorolása | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| Termékkategória | |
| Injektorfúvóka | • |
| Terméktulajdonságok | |
| Anyag | Nemesacél |
| Szín | Nemesacél |
| Felhasználási terület | |
| MIC eszközök előkészítése | • |
| Fogorvosi eszközök előkészítése | • |
| Üreges eszközök előkészítése | • |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 0 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 4 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 110 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 12 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 80 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 120 |
| Nettó súly (kg) | 0,00 |
| Bruttó súly (kg) | 0,01 |