

A 834

Injektorfúvóka

különböféle mosogatnivalók, különösen rektoszkópok optimális tisztítására.

EAN: 4002515940709 / Anyagszám: 10635650 / Régi anyagszám: 69745403D



- Rektoszkópokhoz, szűrőcsap-hüvelyekhez és egyéb öblíténivalókhoz
- Rugóval a magasság állításához
- Oldalirányú furatok – a még jobb tisztítási eredményekért

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Injektorfúvóka	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
MIC eszközök előkészítése	•
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	8
Külső méret, nettó mélység (mm)	152
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	120
Külső méret, bruttó mélység (mm)	170
Nettó súly (kg)	0,03
Bruttó súly (kg)	0,03