

A 816

Injektorfúvóka

különbéle mosogatnivalók optimális tisztítására.



- Injektorkocsikhoz és kosarakhoz, csavarozható
- Oldalirányú furatok – a még jobb tisztítási eredményekért

EAN: 4002515978849 / Anyagszám: 10635660 / Régi anyagszám: 69681600D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Injektorfúvóka	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
MIC eszközök előkészítése	•
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	3
Külső méret, nettó mélység (mm)	90
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	80
Külső méret, bruttó mélység (mm)	120
Nettó súly (kg)	0,01
Bruttó súly (kg)	0,01