

CJ Jug 1,0l  
Termoszkanna, 1,0 l  
kávéskanna funkcióval rendelkező Miele CVA és CM kávéfőzőkhöz.

EAN: 4002515841990 / Anyagszám: 10694310 / Régi anyagszám: 29992617EU1



- Közvetlen főzés, kávéfőzőből kannába történő áttöltés nélkül
- Minőségi nemesacél, polírozott
- Egyszerű tisztítás, teljesen levehető fedéllel
- Törhetetlen, vákuumozott Topherm szigetelőtest
- Kényelmes aromazáró tolófedél