

CJ Jug 1,0l
Termoszkanna, 1,0 l
kávéskanna funkcióval rendelkező Miele CVA és CM kávéfőzőkhöz.

EAN: 4002515841990 / Cikkszám: 10694310 / Régi cikkszám29992617EU1



- Közvetlen főzés, kávéfőzőből kannába történő áttöltés nélkül
- Minőségi nemesacél, polírozott
- Egyszerű tisztítás, teljesen levehető fedéllel
- Törhetetlen, vákuumozott Topherm szigetelőtest
- Kényelmes aromazáró tolófedél