

DTD 2  
Felfogótálca  
a ProCare tartályok biztonságos elhelyezéséhez.

EAN: 4002515933695 / Cikkszám: 10695460 / Régi cikkszám61910001D



- Helyet ad 2 ProCare tartálynak
- Biztonságos állvány a ProCare 5 és 10 literes tartályaihoz
- Tartályok optimális kiürítése a dőlésszögnek köszönhetően
- Másodlagos szekrényben is használható

Termék-hozzárendelés	
ProCare	•
A készülék besorolása	
PFD 100 (SmartBiz)	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 102 i	•
PFD 103 SCi XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
PG 8063	•
PTD 901	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Alkalmazási lehetőségek	
A ProCare tartályok biztonságos elhelyezése	•
A ProCare tartályok optimális ürítése	•
Termékkategória	
Egyéb tartozékok	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	szürke
Két 5 vagy 10 literes ProCare tartály biztonságos elhelyezésének lehetősége	•
Ferde padló a ProCare tartályok optimális ürítéséhez	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	62
Külső méret, nettó szélesség (mm)	420
Külső méret, nettó mélység (mm)	262
Külső méret, bruttó magasság (mm)	73
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	324
Külső méret, bruttó mélység (mm)	459
Külső méret, bruttó mélység (mm)	463,00
Nettó súly (kg)	0,42
Bruttó súly (kg)	0,73

DTD 2  
Felfogótálca  
a ProCare tartályok biztonságos elhelyezéséhez.

EAN: 4002515933695 / Cikkszám: 10695460 / Régi cikkszám61910001D



<b>Kapacitás</b>	
Kaniszter max. 190 x 230 mm méretig [mennyiség]	2
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, bruttó magasság (mm)	74
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	327
Külső méret, bruttó mélység (mm)	463
Bruttó súly (kg)	1
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	62
Külső méret, nettó szélesség (mm)	420
Külső méret, nettó mélység (mm)	262
Külső méret, bruttó magasság (mm)	74
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	327
Külső méret, bruttó mélység (mm)	463
Nettó súly (kg)	0,42
Bruttó súly (kg)	0,72