

A 817

Öblítőhüvely

fül-orr-gégészeti műszerek optimális tisztítására.

EAN: 4002515880593 / Anyagszám: 10706260 / Régi anyagszám: 69681700D



- Injektorkocsikhoz és kosarakhoz, csavarozható
- Sapkával és rögzítőbilincssel

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Termékkategória	
Injektorfúvóka	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
MIC eszközök előkészítése	•
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	120
Külső méret, bruttó mélység (mm)	170
Átmérő (mm)	24
Nettó súly (kg)	0,02
Bruttó súly (kg)	0,02