

A 818

Öblítőhüvely-sapka

az eszközök öblítőhüvely használata mellett történő optimális rögzítése.



- Csomagolási egység 12 fedéllel
- Nyílás nélkül – az aktuális felhasználáshoz igazítható

EAN: 4002516100119 / Anyagszám: 10706620 / Régi anyagszám: 69681800D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Injektorfúvóka	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	Fehér
Felhasználási terület	
MIC eszközök előkészítése	•
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	20
Külső méret, nettó szélesség (mm)	20
Külső méret, nettó mélység (mm)	20
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	80
Külső méret, bruttó mélység (mm)	120
Átmérő (mm)	20
Nettó súly (kg)	0,03
Bruttó súly (kg)	0,03