

E 499-5pc

Öblítő beállítás

a szívó- és öblítő kanülök, Verres-kanülök behelyezésére, 5 db-os csomagolásban.



EAN: 4002515941317 / Anyagszám: 10707520 / Régi anyagszám: 69549905D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Öblítőhüvely	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
MIC eszközök előkészítése	•
Fül-orr-gégészeti eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	100
Külső méret, bruttó magasság (mm)	230
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	70
Külső méret, bruttó mélység (mm)	155
Átmérő (mm)	23
Nettó súly (kg)	3,00
Bruttó súly (kg)	3,50