

A 819
 Öblítőhüvely
 üreges műszerek optimális tisztítására.

EAN: 4002515990278 / Anyagszám: 10721750 / Régi anyagszám: 68681900D



- Pl. magnetostriktív ultrahangos hegyekhez, pl. Cavitron-hoz
- Belső méret 108 mm
- Fedéllel, nyílás: Ø 10 mm
- Rögzítőbilinccsel

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
A készülék besorolása	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Termékkategória	
Befogó	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
Ultrahangos csúcsok [mennyiség]	1
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	10
Külső méret, nettó szélesség (mm)	100
Külső méret, nettó mélység (mm)	114
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	120
Külső méret, bruttó mélység (mm)	170
Nettó súly (kg)	0,02
Bruttó súly (kg)	0,02