


DataDiaryID




- Az NFC-címkék megfelelnek az ISO/IEC 14443-nak (A típus)
- A használathoz NFC-képes tablet szükséges

EAN: 4002515966464 / Cikkszám: 10735270 / Régi cikkszám68819501D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Kis sterilizálók	•
A készülék besorolása	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Termékkategória	
Folyamat-/üzemi adatok dokumentálása/kommunikáció	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	Fehér
Felhasználási terület	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
Laborüveg előkészítése	•
Tárgylemezek előkészítése	•
Butirométerek előkészítése	•
Patikai/infúziós palackok előkészítése	•
Aneszteziológiai eszközök előkészítése	•
MIC eszközök előkészítése	•
Szemészeti eszközök előkészítése	•
Robotikai eszközök előkészítése	•
GYN eszközök előkészítése	•
Fül-orr-gégészeti eszközök előkészítése	•
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Műtős cipők előkészítése	•
Tálak előkészítése	•
Vesetálak előkészítése	•
Cumisüvegek előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
Ortopédiai műtős eszközök előkészítése	•
Intramedulláris rögzítők/intramedulláris fúrók	•
Fiókok/tálcák előkészítése	•
Szitatálcák előkészítése	•
Mérőhengerek előkészítése	•
Tartóedények, pl. nátronmész tartályok előkészítése	•
Különbéle eszközök előkészítése	•

DataDiaryID



EAN: 4002515966464 / Cikkszám: 10735270 / Régi cikkszám68819501D

#### Méret és súly

Külső méret, nettó magasság (mm)	54
Külső méret, nettó szélesség (mm)	86
Külső méret, nettó mélység (mm)	1
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	120
Külső méret, bruttó mélység (mm)	170
Nettó súly (kg)	0,00
Bruttó súly (kg)	0,00

#### Szabványok, tanúsítványok és jelölések

ISO/IEC 14443

•