


DataDiaryID




- Az NFC-címkék megfelelnek az ISO/IEC 14443-nak (A típus)
- A használathoz NFC-képes tablet szükséges

EAN: 4002515966464 / Anyagszám: 10735270 / Régi anyagszám: 68819501D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Kis sterilizálók	•
A készülék besorolása	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Termékkategória	
Folyamat-/üzemi adatok dokumentálása/kommunikáció	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	Fehér
Felhasználási terület	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
Laborüveg előkészítése	•
Tárgylemezek előkészítése	•
Butirométerek előkészítése	•
Patikai/infúziós palackok előkészítése	•
Aneszteziológiai eszközök előkészítése	•
MIC eszközök előkészítése	•
Szemészeti eszközök előkészítése	•
Robotikai eszközök előkészítése	•
GYN eszközök előkészítése	•
Fül-orr-gégészeti eszközök előkészítése	•
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Műtős cipők előkészítése	•
Tálak előkészítése	•
Vesetálak előkészítése	•
Cumisüvegek előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
Ortopédiai műtős eszközök előkészítése	•
Intramedulláris rögzítők/intramedulláris fúrók	•
Fiókok/tálcák előkészítése	•
Szitatálcák előkészítése	•
Mérőhengerek előkészítése	•
Tartóedények, pl. nátronmész tartályok előkészítése	•
Különbféle eszközök előkészítése	•

DataDiaryID



EAN: 4002515966464 / Anyagszám: 10735270 / Régi anyagszám: 68819501D

Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	54
Külső méret, nettó szélesség (mm)	86
Külső méret, nettó mélység (mm)	1
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	120
Külső méret, bruttó mélység (mm)	170
Nettó súly (kg)	0,00
Bruttó súly (kg)	0,00
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
ISO/IEC 14443	•