

WA CCR 0301 L
CottonRepair kapszulák
3 db-os speciális ápolószer pamut textíliákhoz.

EAN: 4002515958223 / Anyagszám: 10755660 / Régi anyagszám: 11997123EU3



- Már egyetlen mosással láthatóan megújítja a textíliákat
- Speciális Miele receptúra Novozymes-technológiával
- Eltávolítja a bolyhokat, megújítja a színek intenzitását, fényét
- Maximum 1-2 alkalommal használja évente textíliánként
- Három adag mosáshoz minden Miele W1 mosógépnél