


A 105/1

Felső kosár

állítható magasság, injektorfúvóka nélkül, a különféle eszközök behelyezésére.



- Jobb oldal: 22 injektor férőhely
- A bal oldal betétek elhelyezésére szolgál
- Üreges eszközök aktív belső szárítása
- A nyelek és könyökdarabok aktív belső szárítása
- Az A 800 szűrőcső mindkét injektorsorban használható

EAN: 4002515941157 / Cikkszám: 10777260 / Régi cikkszám69610501D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Termékkategória	
Injektor kosár	•
Felső kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Központi szűrő alkalmazásának lehetősége	•
Felhasználási terület	
Fül-orr-gégészeti eszközök előkészítése	•
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
Közvetítő műszerek [mennyiség]	22
Üreges műszerek [mennyiség]	22
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	202
Külső méret, nettó szélesség (mm)	528
Külső méret, nettó mélység (mm)	528
Külső méret, bruttó magasság (mm)	270
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	525
Külső méret, bruttó mélység (mm)	540
Nettó súly (kg)	4,86
Bruttó súly (kg)	5,56
Tartozék	
A 838 kulcskészlet (darabszám)	1