


A 105/1

Felső kosár

állítható magasság, injektorfúvóka nélkül, a különféle eszközök behelyezésére.



- Jobb oldal: 22 injektor férőhely
- A bal oldal betétek elhelyezésére szolgál
- Üreges eszközök aktív belső szárítása
- A nyelek és könyökdarabok aktív belső szárítása
- Az A 800 szűrőcső mindkét injektorsorban használható

EAN: 4002515941157 / Anyagszám: 10777260 / Régi anyagszám: 69610501D

| Termék-hozzárendelés | |
|--|--------------------|
| Termikus fertőtlenítők | • |
| Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi | • |
| A készülék besorolása | |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| Termékkategória | |
| Injektor kosár | • |
| Felső kosár | • |
| Terméktulajdonságok | |
| Anyag | Nemesacél, Műanyag |
| Szín | Nemesacél, Fekete |
| Központi szűrő alkalmazásának lehetősége | • |
| Felhasználási terület | |
| Fül-orr-gégészeti eszközök előkészítése | • |
| Fogorvosi eszközök előkészítése | • |
| Kapacitás | |
| Közvetítő műszerek [mennyiség] | 22 |
| Üreges műszerek [mennyiség] | 22 |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 202 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 528 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 528 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 270 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 525 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 540 |
| Nettó súly (kg) | 4,86 |
| Bruttó súly (kg) | 5,56 |
| Tartozék | |
| A 838 kulcskészlet (darabszám) | 1 |