

LAC/CLEANCLOTH

Vályútisztító viasz és törlőkendő
a mángorlóvályú kényelmes ápolásához.



- Vályútisztítás és viaszos ápolás egy lépésben
- A vályú optimális viaszozásához, tasakkal együtt
- Minden LACO vályús mángorlóhoz illik
- A tökéletes finiselés a vályú rendszeres tisztítását igényli

EAN: 4002515962428 / Anyagszám: 10818340 / Régi anyagszám: 59535025D

Termék-hozzárendelés	
Vasalógépek	•
Készülék-/tartozékbesorolás	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
Termékkategória	
Vályúápolás	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	10
Külső méret, nettó szélesség (mm)	2000
Külső méret, nettó mélység (mm)	2000
Külső méret, bruttó magasság (mm)	10
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	2000
Külső méret, bruttó mélység (mm)	2000
Nettó súly (kg)	2,00
Bruttó súly (kg)	2,00