

LAC/WAX  
Mángorlóviasz  
a vályú optimális ápolásához.



- LACO vasalókendővel használható
- Tartalma: 1 kg

EAN: 4002515962435 / Anyagszám: 10818360 / Régi anyagszám: 59535026D

Termék-hozzárendelés	
Vasalógépek	•
Készülék-/tartozékbesorolás	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
Termékkategória	
Vályúápolás	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	150
Külső méret, nettó szélesség (mm)	150
Külső méret, nettó mélység (mm)	150
Külső méret, bruttó magasság (mm)	150
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	150
Külső méret, bruttó mélység (mm)	150
Nettó súly (kg)	2,00
Bruttó súly (kg)	2,00