


RP 1150

Lábazat, gördíthető

1.150 mm széles kész., alsó tálcával, a padlólefoly. kialakított csatl. nélkül.



- 1.150 mm széles 1-ajtós készülékekhez használható
- Futókerekek a berendezés előrehúzásához, szervizelés esetén
- Csak elvezetőszelleppel rendelkező készülékekhez használható
- Szervizelés esetén könnyű hozzáférhetőség

EAN: 4002516032472 / Anyagszám: 10941950 / Régi anyagszám: 69253008D

Termék-hozzárendelés

Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium •

A készülék besorolása

PLW 8617 •

Termékkategória

Alépitmény/lábazat •

Terméktulajdonságok

Anyag

Nemesacél

Szín

Nemesacél

Méret és súly

Külső méret, nettó magasság (mm)

100

Külső méret, nettó szélesség (mm)

990

Külső méret, nettó mélység (mm)

1150

Külső méret, bruttó magasság (mm)

170

Külső méret, bruttó szélesség (mm)

1045

Külső méret, bruttó mélység (mm)

1200

Nettó súly (kg)

35,40

Bruttó súly (kg)

43,70