

A 503

Kocsi

szint nélküli, a laboratóriumi üvegeszközök és edények tisztításához.



- Betétek és szűrőtálcák elhelyezéséhez
- A magasságtól függően max. hat modul használható
- A fenti szegély és a fenti merevítő eltávolítható

EAN: 4002516050445 / Anyagszám: 10973900 / Régi anyagszám: 69650301D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Termékkategória	
Kocsi modulcsatlakozóval	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	433
Külső méret, nettó szélesség (mm)	790
Külső méret, nettó mélység (mm)	650
Külső méret, bruttó magasság (mm)	790
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	860
Külső méret, bruttó mélység (mm)	715
Nettó súly (kg)	17,00
Bruttó súly (kg)	20,00