

A 606

Modul

például laboratóriumi üvegbetétek használatához az A 503 kocsi felső szintjén



- Mosogatókarral

EAN: 4002516050537 / Anyagszám: 10973990 / Régi anyagszám: 69660601D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Termékkategória	
Egyéb betét/egyéb modul	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	97
Külső méret, nettó szélesség (mm)	505
Külső méret, nettó mélység (mm)	606
Külső méret, bruttó magasság (mm)	120
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	525
Külső méret, bruttó mélység (mm)	620
Nettó súly (kg)	2,40
Bruttó súly (kg)	3,00