

A 612
Modul
nagy térfogatú laborüvegek optimális előkészítéséhez.



- Egyénileg feltölthető injektorfúvókával
- 2–10 l-es laboratóriumi üvegekhez, 2–6 l-es gömblombikokhoz
- 2–5 l-es Erlenmeyer-lombikokhoz, 2–5 l-es mérőlombikokhoz
- Az alábbi típusokhoz: A 503 kocsihoz

EAN: 4002516063353 / Anyagszám: 10999050 / Régi anyagszám: 69661200D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Termékkategória	
Betét/modul keskeny nyakú üvegekhez	•
Modul nagy úrtartalmú laboratóriumi üveghez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Nagy úrtartalmú laborüveg [mennyiség]	4
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	221
Külső méret, nettó szélesség (mm)	253
Külső méret, nettó mélység (mm)	608
Külső méret, bruttó magasság (mm)	245
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	270
Külső méret, bruttó mélység (mm)	635
Nettó súly (kg)	3,60
Bruttó súly (kg)	4,40