

A 620 Modul

a laboratóriumi üvegek optimális előkészítéséhez 10 injektorhellyel.



- Egyénilegfeltölthető max. 10 fűvókával
- Az alábbi típusokhoz: A 503 kocsihoz
- Az EasyLoad-rendszer része

EAN: 4002516063391 / Anyagszám: 10999100 / Régi anyagszám: 69662000D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Termékkategória	
Betét/modul keskeny nyakú üvegekhez	•
Betét különböző palackokhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Az EasyLoad-rendszer része	•
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	113
Külső méret, nettó szélesség (mm)	133
Külső méret, nettó mélység (mm)	608
Külső méret, bruttó magasság (mm)	145
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	150
Külső méret, bruttó mélység (mm)	620
Nettó súly (kg)	0,77
Bruttó súly (kg)	1,82