

A 621

Modul

a laboratóriumi üvegek optimális előkészítéséhez 20 injektorhellyel.



- Egyénilegfeltölthető max. 20 fűvókával
- Az alábbi típusokhoz: A 503 kocsihoz
- Az EasyLoad-rendszer része

EAN: 4002516063407 / Anyagszám: 10999110 / Régi anyagszám: 69662100D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Termékkategória	
Betét/modul keskeny nyakú üvegekhez	•
Betét különböző palackokhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Az EasyLoad-rendszer része	•
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	20
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	113
Külső méret, nettó szélesség (mm)	173
Külső méret, nettó mélység (mm)	608
Külső méret, bruttó magasság (mm)	165
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	205
Külső méret, bruttó mélység (mm)	660
Nettó súly (kg)	1,11
Bruttó súly (kg)	2,24