


APWD 080

Betét

az ágytálmósóban lévő eszközök optimális előkészítésére és fertőtlenítésére.



EAN: 4002516065913 / Anyagszám: 11013490 / Régi anyagszám: 68508000D

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Termék-hozzárendelés</b>                    |           |
| Ágytálmósó                                     | •         |
| <b>A készülék besorolása</b>                   |           |
| PWD 8545                                       | •         |
| <b>Termékkategória</b>                         |           |
| Betét ágytálakhoz és vizeletgyűjtő edényekhez  | •         |
| <b>Terméktulajdonságok</b>                     |           |
| Anyag  | Nemesacél |
| Szín   | Nemesacél |
| <b>Felhasználási terület</b>                   |           |
| Ágytálak és vizeletgyűjtő edények előkészítése | •         |
| <b>Kapacitás</b>                               |           |
| Vizeletgyűjtő palackok [mennyiség]             | 3         |
| Ágytálak [mennyiség]                           | 1         |
| <b>Méret és súly</b>                           |           |
| Külső méret, nettó magasság (mm)               | 340       |
| Külső méret, nettó szélesség (mm)              | 287       |
| Külső méret, nettó mélység (mm)                | 367       |
| Külső méret, bruttó magasság (mm)              | 350       |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm)             | 430       |
| Külső méret, bruttó mélység (mm)               | 512       |
| Nettó súly (kg)                                | 1,47      |
| Bruttó súly (kg)                               | 2,97      |